



DISPONIBILITÉ DES PRODUITS DE SANTÉ - MÉDICAMENTS

PUBLIÉ LE 19/09/2018 - MIS À JOUR LE 16/03/2021

Ruptures de stock prolongées de SINEMET (lévodopa/carbidopa) : l'ANSM met en place un plan d'actions afin d'éviter toute interruption de traitement chez les patients concernés

Actualisé le 02/10/2018

SINEMET (levodopa/carbidopa) - Rupture de stock prolongée : ce que vous devez savoir - Information patients
(02/10/2018)



A la suite de l'annonce par le laboratoire MSD d'une rupture de stock prolongée de certains dosages de la spécialité SINEMET, médicament antiparkinsonien associant la lévodopa et la carbidopa, l'ANSM met en place en collaboration avec les sociétés savantes et les associations de patients un plan d'actions afin d'éviter toute interruption de traitement chez les patients concernés.

Dans ce cadre, l'ANSM émet des recommandations à destinations des professionnels de santé et annonce la mise à disposition prochaine d'un document à destination des patients.

Les patients actuellement traités par Sinemet sont invités à consulter leur médecin traitant afin qu'il évalue au cas par cas la conduite à tenir.

Ils ne doivent en aucun cas changer leur traitement sans avis médical.

SINEMET est indiqué dans le traitement symptomatique de la maladie de Parkinson et des syndromes parkinsoniens d'origine neurodégénérative. Le laboratoire MSD rencontre actuellement des difficultés de production entraînant l'indisponibilité de certains dosages de SINEMET.

Les ruptures de stock ont débuté fin août 2018 et devraient se poursuivre jusqu'en mars 2019.

Les médicaments concernés par ces ruptures de stock sont :

- SINEMET 100 mg/10 mg, comprimé,
- SINEMET 250 mg/25 mg, comprimé
- SINEMET LP 200 mg/50 mg, comprimé à libération prolongée.

**SINEMET 100mg/10mg
comprimé**

*Rupture de stock à partir de fin
septembre 2018*

= 1 gélule de MODOPAR 125 (100mg/25mg)

Ou = 1 gélule de Lévodopa bensérazide TEVA 100mg/25mg

Ou = 1 comprimé de Lévodopa carbidopa TEVA 100mg/10mg,
comprimé sécable

**SINEMET LP 200mg/50mg
comprimé à libération
prolongée**

*Rupture de stock à partir de mi-
octobre 2018*

= 1 comprimé de Lévodopa carbidopa TEVA LP 200mg/50mg

Ou = 2 gélules de MODOPAR LP 125 (100mg/25mg), gélule à
libération prolongée

Ou = 2 comprimés de SINEMET LP 100mg/25mg, comprimé à
libération prolongée

**SINEMET 250mg/25mg
comprimé**

*Rupture de stock à compter de fin
août 2018*

= 1 comprimé de Lévodopa carbidopa TEVA 250mg/25mg,
comprimé sécable

Ou = 1 gélule de MODOPAR 250 (200mg/50mg) + 1 gélule de
MODOPAR 62,5 (50mg/12,5mg)

Ou = 1 gélule de Lévodopa bensérazide TEVA 200mg/50mg + 1
gélule de Lévodopa bensérazide TEVA 50mg/12,5mg

NB : contrairement aux spécialités SINEMET, le nom des spécialités à base de MODOPAR ne reflète pas la dose de lévodopa effectivement contenue dans chaque comprimé ou gélule, mais correspond à la combinaison de lévodopa et bensérazide.

Par exemple: 1 gélule de MODOPAR 125 ne contient que 100mg de lévodopa (et non 125).