



DISPONIBILITÉ DES PRODUITS DE SANTÉ - MÉDICAMENTS

PUBLIÉ LE 08/08/2024 - MIS À JOUR LE 30/08/2024

Tensions d'approvisionnement en stylo d'adrénaline Anapen : recommandations et disponibilités des autres stylos

Actualisation du 30/08/2024

Mise à jour des données de disponibilité des auto-injecteurs d'adrénaline

Le laboratoire Bioprojet nous a informés d'une rupture d'approvisionnement des stylos auto-injecteurs d'adrénaline Anapen. Les trois dosages sont concernés : dès à présent, les stylos Anapen 300 microgrammes (μg), et à partir de septembre, les stylos 150 μg et 500 μg seront également en rupture.

La remise à disposition complète des stylos Anapen est prévue au cours du premier trimestre 2025.

Pour pallier ces ruptures temporaires, les patients traités par Anapen se verront prescrire, lors de leur prochaine consultation, un stylo auto-injecteur d'adrénaline d'une autre marque, à savoir Epipen ou Jext.

Cette rupture n'est pas due à un défaut qualité. Le laboratoire l'explique par un transfert de site de production qui a conduit à un retard d'approvisionnements des stylos Anapen.

Les patients qui détiennent actuellement un stylo Anapen peuvent l'utiliser jusqu'à sa date de péremption

Recommandations pour les patients

- Ne demandez pas le remplacement de vos auto-injecteurs avant la date de péremption.
- Lors de votre prochaine consultation médicale (au moment du renouvellement de votre ordonnance ou si le stylo a été déjà utilisé), le médecin vous prescrira un auto-injecteur d'une autre marque qu'Anapen. Votre médecin vous formera à l'utilisation de ce stylo.
- Si vous utilisez Anapen 500 microgrammes (μg), votre médecin pourra vous prescrire un ou deux stylos de 300 μg d'une autre marque, en fonction de votre situation clinique.

Recommandations pour les prescripteurs

- Prescrivez à vos patients un autre auto-injecteur qu'Anapen (Epipen ou Jext) lorsqu'ils vous consultent, et formez-les à son utilisation. Vous trouverez ci-dessous la disponibilité des auto-injecteurs d'adrénaline.
- Remplacez la prescription d'Anapen 500 µg par celle d'un autre auto-injecteur (Epipen ou Jext) au dosage 300 µg.

Recommandations pour les pharmaciens

- Demandez aux patients qui vous présenteraient une ordonnance d'Anapen de consulter leur médecin afin qu'il rédige une prescription d'un stylo d'une autre marque (Epipen ou Jext).
- Le tableau des disponibilités des auto-injecteurs d'adrénaline se situe ci-dessous.

Disponibilité des auto-injecteurs d'adrénaline

Les difficultés d'approvisionnement en auto-injecteurs d'adrénaline sont récurrentes. Afin d'aider les professionnels de santé lors de la prescription de ces médicaments, nous publions ci-dessous la couverture des besoins pour chaque auto-injecteur d'adrénaline au niveau national en fonction des données de stocks et d'approvisionnements transmises par les laboratoires.

Ces informations seront mises à jour périodiquement.

A noter : une couverture globale n'exclut pas la survenue possible de difficultés locales et/ou ponctuelles.

Légende

Rouge : le stock et les approvisionnements du laboratoire couvrent le besoin pour une période **inférieure à 15 jours**.

Orange : le stock et les approvisionnements du laboratoire couvrent le besoin pour une période **de 15 jours à 1 mois**.

Vert : le stock et les approvisionnements du laboratoire couvrent le besoin pour une période **supérieure à 1 mois**.

L'ensemble des stocks des laboratoires cumulés permettent de couvrir les besoins des patients pour chaque dosage (150 µg et 300 µg).

Libellé	Laboratoire exploitant	Disponibilité
Epipen 0,15 mg/0,3 ml, solution injectable en stylo pré-rempli	Viatriis	Disponible
Jext 150 µg, solution injectable en stylo prérempli	ALK Abello SA	Disponible
Anapen 150 µg/0,3 ml, solution injectable en seringue préremplie	Bioprojet Pharma	Rupture

Epipen 0,30 mg/0,3 ml, solution injectable en stylo pré-rempli	Viartis	Disponible
Jext 300 µg, solution injectable en stylo prérempli	ALK Abello SA	Disponible
Anapen 300 µg/0,3 ml, solution injectable en seringue préremplie	Bioprojet Pharma	Rupture
Anapen 500 µg/0,3 ml, solution injectable en seringue préremplie	Bioprojet Pharma	Rupture