

A Levallois-Perret, le 7 août 2024

A L'ATTENTION DES PRESCRIPTEURS**OBJET : Arrêt de commercialisation des spécialités CALCIPARINE 5 000 UI/0,2 ml, solution injectable en seringue pré-remplie (sous cutanée) et CALCIPARINE 7 500 UI/0,3 ml, solution injectable en seringue pré-remplie (sous cutanée)**

Madame, Monsieur,

Nous vous informons qu'en date du 30 Avril 2024, CHEPLAPHARM a arrêté la commercialisation de la spécialité **CALCIPARINE 5 000 UI/0,2 ml, solution injectable en seringue pré-remplie (sous cutanée) boîte de 2 seringues**La spécialité **CALCIPARINE 7 500 UI/0,3 ml, solution injectable en seringue pré-remplie (sous cutanée) boîte de 2 seringues**, sera arrêtée dans les prochains mois.

Les Calciparine 5000 UI et 7500 UI sont des héparines classiques, non fractionnées, dont les indications sont les suivantes :

Traitement :

- Des thromboses veineuses profondes constituées et de l'embolie pulmonaire, à la phase aiguë.
- De l'infarctus du myocarde avec ou sans onde Q et de l'angor instable, à la phase aiguë.
- Des embolies artérielles extracérébrales.

Prévention des accidents thromboemboliques veineux :

- En milieu chirurgical.
- Chez les patients alités, présentant une affection médicale aiguë (notamment en post-infarctus, en cas d'insuffisance cardiaque, après un accident vasculaire cérébral ischémique avec paralysie des membres inférieurs). L'utilisation est dans ce cas réservée à l'insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine de l'ordre de moins de 30 ml/min selon l'estimation de la formule de Cockcroft) comme alternative possible à la prescription d'une héparine de bas poids moléculaire.

Aucune autre spécialité à base d'héparine calcique à ces dosages n'est disponible en ville et les stocks de Calciparine 12500 UI ne permettent pas de couvrir les besoins en Calciparine 5000 UI et 7500 UI. Il est donc recommandé de recourir à des alternatives thérapeutiques, en particulier dans la prévention des accidents thromboemboliques veineux chez les patients alités, présentant une affection médicale aiguë et une insuffisance rénale sévère.

Dans ces situations, une héparine de bas poids moléculaire (énoxaparine, daltéparine) ou le fondaparinux pour une clairance de la créatinine supérieure à 20 ml/min peuvent être prescrits.

Toutefois les spécialités Calciparine 5000 UI et 7500 UI de Cheplapharm ainsi que l'HEPARINE CALCIQUE PANPHARMA 25 000 UI/mL, solution injectable en seringue pré-remplie (S.C.) de 0,2 ml et 0,3 ml, restent disponibles à l'hôpital et pourront être rétrocédées aux patients ambulatoires.

Nous vous souhaitons bonne réception de ce courrier et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de nos salutations distinguées.

Valérie GAJAN
PHARMACIEN RESPONSABLE

DocuSigned by:
Malika Slimani
15DD453A7A174A2...
7/8/2024 | 15:46 CEST

p/o Malika Slimani

ADRESSECHEPLAPHARM 105 rue Anatole France
France SAS F-92300 Levallois-Perret**CONTACT**P. +33 809 54 20 23 info@cheplapharm.fr
F. +33 173 44 67 18cheplapharm.fr**TRIBUNAL D'ENREGISTREMENT**Capital Social: 25 000 €
SIREN: 821 144 979